

- Ⓓ Montage- und Gebrauchsanleitung
- Ⓖᵇ Installation and operating instructions
- Ⓕ Notice de montage et mode d'emploi
- Ⓓᵇ Installatie- en gebruikshandleiding
- Ⓘ Istruzioni di montaggio e per l'uso
- Ⓔ Instrucciones de instalación y funcionamiento
- Ⓓᵇ Instrukcja montażu i obsługi
- Ⓓᵏ Monterings- og brugsanvisning



Reinigung und Pflege | Care and cleaning | Nettoyage et entretien  
Reiniging en onderhoud | Manutenzione e pulizia | Cuidado y limpieza  
Czyszczenie i pielęgnacja | Rengøring og pleje

**<https://www.hewi.com/de/service/downloads>**

---

<b>D</b>	HEWI Support	0049 5691 82-300 (D) 00 800 4394 4394 (A, CH Freecall Festnetz)
<b>GB</b>	HEWI support	0044 1634 258200 (UK) 0049 5691 82-0 (international)
<b>F</b>	Support HEWI	0033 472 83 09 09 (F) 00 800 4394 4394 (BE, LU, CH appel gratuit, poste fixe)
<b>NL</b>	HEWI support	00 800 4394 4394 (BE, LU, NL gratis, vaste lijn)
<b>I</b>	Supporto HEWI	0049 5691 82-0
<b>E</b>	Soporte HEWI	0049 5691 82-0
<b>PL</b>	Wsparcie HEWI	0048 22 330 0052
<b>DK</b>	HEWI support	0049 5691 82-0

Ⓓ	Anwenderinformation	4
	Produktinformation	8
	Montagehinweis	12
	Gebrauch	14
	Wartung	16
	Warnhinweise	17

Ⓘ	Informazioni per l'utente	6
	Informazioni sul prodotto	8
	Indicazioni per il montaggio	12
	Istruzioni per l'uso	14
	Manutenzione	16
	Indicazioni di avvertenza	17

ⒼⒷ	User information	4
	Product information	8
	Mounting information	12
	Instructions for use	14
	Maintenance	16
	Warning notices	17

Ⓔ	Información para el usuario	6
	Información sobre el producto	8
	Instrucciones de montaje	12
	Instrucciones de funcionamiento	14
	Mantenimiento	16
	Indicaciones de advertencia	17

Ⓕ	Information pour les utilisateurs	5
	Information sur le produit	8
	Conseil de montage	12
	Utilisation	14
	Entretien	16
	Avertissements	17

Ⓗ	Informacje użytkownika	7
	Informacja o produkcie	8
	Wskazówka dotycząca montażu	12
	Instrukcje użytkowania	14
	Utrzymanie	16
	Ostrzeżenia	17

Ⓖ	Gebruikersinformatie	5
	Productinformatie	8
	Montageaanwijzing	12
	Gebruiksaanwijzing	14
	Onderhoud	16
	Waarschuwingsaanwijzingen	17

Ⓓ	Brugeroplysninger	7
	Produkt information	8
	Oplysninger om montering	12
	Brugsanvisning	14
	Vedligeholdelse	16
	Advarsel	17

(D)

## Zweckbestimmung

Der HEWI Einhängesitz ist ausgelegt für den Einsatz in Bädern, speziell Duschen. Er bietet Personen ohne und mit körperlichem Handicap eine Sitzmöglichkeit beim Duschen.

## Haftungsausschluss

Die Firma HEWI übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Montage, Anwendung oder Reinigung, insbesondere unter Missachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise entstehen oder entstanden sind.

## Warnhinweise



**VORSICHT!**

Zweckbestimmung, angegebene Maximalbelastung und Hinweise zur Befestigung beachten.

## Sicherheitshinweise

Diese Anleitung richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal und den Anwender des montierten Produkts.

Nach der Montage ist die Anleitung dem Anwender zur Verfügung zu stellen.

- Montage- und Gebrauchsanleitung beachten.
- Bei Fragen, Problemen, Unklarheiten oder auftretenden Schäden: HEWI-Support kontaktieren.
- Sicherstellen, dass Produkt ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal montiert, gewartet und repariert wird.
- Bei Annahme Produkt auf Schäden prüfen. Mängel sofort melden.
- Produkt ausschließlich montieren/verwenden:
  - gemäß Zweckbestimmung
  - im Originalzustand ohne Modifikationen
  - in einwandfreiem Zustand
- Ausschließlich HEWI-Ersatzteile verwenden.
- Ausschließlich HEWI-Befestigungsmaterial verwenden.
- Ausschließlich in geschlossenen Räumen verwenden.
- Sicherstellen, dass Wandaufbau und Handlaufbefestigungen der zu erwartenden Last dauerhaft standhalten. Leichtbauwände müssen entsprechend hinterfüllt sein.

(GB)

## Intended purpose

The HEWI removable hanging seat is designed for use in bathrooms, especially showers. It provides the option to sit down while taking a shower for persons with or without physical disabilities.

## Exclusion of liability

HEWI accepts no liability whatsoever for damage to persons or property that occurs or has occurred as a result of improper mounting or maintenance, particularly if the safety instructions and other points to note listed are not or have not been observed in full. HEWI accepts no liability whatsoever for damage occurring from incorrect cleaning.

## Warning notices



**CAUTION!**

Comply with the intended purpose, stated maximum load and fixing instructions.

## Safety instructions

These instructions are intended for qualified skilled personnel and the user of the installed product.

Following installation, the instructions must be made available to the user.

- Follow with the installation instructions and instructions for use.
- In case of questions, problems, uncertainties or if damage occurs, contact the HEWI support service.
- Ensure that the product is installed, maintained and repaired by qualified, skilled personnel only.
- Check the product for damage on acceptance. Report defects immediately.
- Install/use the product only:
  - in accordance with its intended purpose
  - in its original condition without modifications
  - in perfect condition
- Use original spare parts only.
- Use only HEWI fixing materials.
- Only use in closed rooms.
- Ensure that the wall structure and handrail fixings permanently withstand the expected load. Lightweight construction walls must be appropriately lined at the back.

(F)

## Usage prévu

Le siège suspendu HEWI est conçu pour être utilisé dans les salles de bain et plus spécifiquement dans les douches. Il permet aux personnes avec ou sans handicap physique de s'asseoir dans la douche.

## Exclusion de garantie

La société HEWI ne saurait être tenue responsable des dommages matériels ou blessures occasionnés par un montage ou une utilisation incorrect(e), tout particulièrement du fait du non-respect des avertissements et consignes de montage indiqués. Toute garantie pour des dommages dus à un nettoyage incorrect est exclue.

## Avertissements



**ATTENTION!**

Respecter l'usage prévu, la charge maximale indiquée et les remarques relatives à la fixation.

## Consignes de sécurité

Ces consignes s'adressent aux techniciens qualifiés et à l'utilisateur du produit.

Après le montage, le mode d'emploi doit être mis à la disposition de l'utilisateur.

- Respecter les consignes de montage et d'utilisation.
- En cas de questions, de problèmes, de doutes ou de dommages : contacter le service d'assistance HEWI.
- Veiller à ce que le produit soit exclusivement installé, entretenu et réparé par des techniciens qualifiés.
- Lors de la réception, vérifier si le produit ne présente pas de dommages. Signaler immédiatement d'éventuels dommages.
- Uniquement installer/utiliser le produit :
  - conformément à l'usage prévu
  - dans son état d'origine et sans modification
  - en parfait état de fonctionnement
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.
- Uniquement utiliser du matériel de fixation HEWI.
- Utiliser exclusivement dans des locaux fermés.
- S'assurer que la construction du mur et que les fixations de la barre de maintien résistent durablement à la charge à laquelle il faut s'attendre. Les parois réalisées en construction légère doivent être renforcées de l'arrière.

(NL)

## Beoogd doel

Het HEWI hangzitje is ontworpen voor gebruik in badkamers, speciaal voor douches. Het biedt mensen met en zonder fysieke beperking de mogelijkheid om in de douche te zitten.

## Uitsluiting van aansprakelijkheid

De firma HEWI is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiele schade, die ontstaat of ontstaan is als gevolg van onjuiste montage of onjuist gebruik, met name door veronachtzaming van de vermelde waarschuwings- en montage-instructies. Een garantie voor schade die ontstaat door verkeerde behandeling is uitgesloten.

## Waarschuwingaanwijzingen



**VOORZICHTIG!**

Doelbestemming, aangegeven maximale belasting een aanwijzingen betreft bevestiging in acht nemen.

## Veiligheidsinformatie

Deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerd personeel en de gebruiker van het gemonteerde product.

Na de montage moet de handleiding beschikbaar worden gemaakt voor de gebruiker.

- Montage- en gebruikshandleiding in acht nemen.
- Bij vragen, problemen, onduidelijkheden of optredende beschadigingen contact opnemen met HEWI support.
- Zorg ervoor dat het product uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel gemonteerd, onderhouden en gerepareerd wordt.
- Bij ontvangst het product op schade controleren. Gebreken onmiddellijk melden.
- Product uitsluitend monteren/verwenden
  - conform beoogd doel
  - in originele toestand zonder modificaties
  - in perfecte toestand
- Uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken.
- Uitsluitend HEWI bevestigingsmateriaal gebruiken.
- Uitsluitend in gesloten ruimtes gebruiken.
- Ervoor zorgen dat wandopbouw en wandsteunbevestiging de te verwachten last permanent kunnen dragen. Lichtgewicht wanden moeten voldoende zijn bekleed.



## Destinazione d'uso

Il sedile pensile HEWI è destinato all'impiego in bagno, in particolare nelle docce. Offre alle persone con e senza handicap fisici la possibilità di sedere durante la doccia.

## Esclusione di responsabilità

La ditta HEWI declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose dovuti a un montaggio e/o a un uso non corretto, in particolare alla mancata osservanza delle avvertenze e norme di montaggio indicate. I danni dovuti a una pulizia inadeguata sono esclusi dalla garanzia.

## Indicazioni di avvertenza



### ATTENZIONE!

Osservare il carico massimo indicato e conforme alla destinazione d'uso, nonché le istruzioni di fissaggio.

## Indicazioni di sicurezza

Le presenti istruzioni sono rivolte al personale qualificato e all'utilizzatore del prodotto montato. Dopo il montaggio, le istruzioni devono essere consegnate all'utilizzatore.

- Attenersi alle istruzioni di montaggio e per l'uso.
- In caso di domande, problemi, dubbi o difetti del prodotto, rivolgersi al servizio assistenza HEWI.
- Assicurarsi che le operazioni di montaggio, manutenzione e riparazione siano riservate al personale qualificato.
- Al momento dell'accettazione, controllare l'integrità del prodotto. Segnalare subito eventuali difetti.
- Montare/utilizzare il prodotto solo alle seguenti condizioni:
  - nel rispetto della destinazione d'uso
  - nelle condizioni originali senza modifiche
  - in condizioni di perfetta integrità
- Utilizzare esclusivamente materiale di fissaggio HEWI.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi.
- Assicurarsi che gli elementi a parete e i fissaggi del corrimano siano idonei al carico previsto. Le pareti costruite con materiale leggero vanno prima riempite.



## Uso previsto

El asiento colgante HEWI se ha diseñado para su uso en cuartos de baño, concretamente en duchas. Permite que las personas con y sin discapacidad física se sienten mientras se duchan.

## Exención de responsabilidad

La empresa HEWI no acepta responsabilidad alguna por lesiones personales ni daños materiales que se produzcan debido a un montaje o uso inadecuado, y en especial, a la no observancia de las indicaciones de advertencia y de montaje mencionadas. Se excluye cualquier garantía por daños derivados de una limpieza inadecuada.

## Indicaciones de advertencia



### ATENCIÓN!

Observe el uso previsto, la carga máxima especificada y las instrucciones de fijación.

## Instrucciones de seguridad

Este manual está dirigido a personal cualificado y al usuario del producto montado. Tras el montaje, el manual debe ponerse a disposición del usuario.

- Observe las instrucciones de montaje y de uso.
- Si tiene preguntas o dudas o si se producen problemas o daños, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HEWI.
- Asegúrese de que los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación del producto sean realizados únicamente por personal cualificado.
- Se debe comprobar que el producto no presente daños en el momento de su recepción. Informe inmediatamente de los defectos que pueda encontrar.
- El producto solo debe montarse/utilizarse:
  - de acuerdo con su uso previsto
  - sin modificar su estado original
  - en perfecto estado
- Utilice exclusivamente el material de fijación de HEWI.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- Utilice el producto únicamente en interiores.
- Asegúrese de que la estructura de la pared y las fijaciones de los pasamanos puedan soportar la carga prevista de forma permanente. Las paredes ligeras deben reforzarse.



## Przeznaczenie

Krzeselko zawieszane HEWI zaprojektowano do stosowania w łazienkach, specjalnie pod prysznicze. Umożliwia osobom z fizyczną niepełnosprawnością oraz bez niej możliwość siedzenia pod prysznicem.

## Wyłączenie odpowiedzialności

Firma HEWI nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem, w szczególności powstałe w związku z nieprzestrzeganiem wymienionych poniżej ostrzeżeń oraz wskazówek dotyczących montażu. Wykluczona jest także odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego czyszczenia.

## Ostrzeżenia



### PRZESTROGA!

Przestrzagać użycia zgodnie z przeznaczeniem i podanego maksymalnego obciążenia oraz informacji odośnie mocowania.

## Informacje dot. bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja jest skierowana do fachowego personelu oraz użytkowników montowanego produktu.

Po montażu należy udostępnić instrukcję użytkownikowi.

- Przestrzegać instrukcji montażu i stosowania.
- W razie pytań, problemów, niejasności albo wynikłych szkód kontaktować się z supportem HEWI.
- Upewnić się, czy produkt montuje, konserwuje i naprawia wyłącznie wykwalifikowany personel fachowy.
- Przy przyjęciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Natychmiast zgłosić braki.
- Produkt montować/stosować tylko:
  - zgodnie z przeznaczeniem
  - w oryginalnym stanie bez modyfikacji
  - w stanie bezusterkowym
- Stosować wyłącznie materiał do mocowania HEWI.
- Stosować wyłącznie właściwe poręcze HEWI.
- Używać wyłącznie do zamkniętych pomieszczeń.
- Upewnić się, że konstrukcja ściany oraz mocowania poręczy wytrzymają planowane obciążenia. ściany o lekkiej konstrukcji muszą posiadać odpowiednią wyściółkę.



## Tilsigtet formål

HEWI hængesæde er beregnet til brug i badeværelser, især brusere. Det gør det muligt for mennesker med og uden et fysisk handicap at sidde ned, mens de tager brusebad.

## Ansvarsfraskrivelse

HEWI påtager sig intet ansvar for personskader eller materielle skader, der opstår eller er opstået som følge af forkert installation, anvendelse eller rengøring. Det gælder især, hvis advarsels- og sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning ikke overholdes.

## Advarsel



### FORSIGTIG!



Overhold det tilsigtede formål, den anførte maksimalebelastning og installationsanvisningerne.

## Sikkerhedsanvisninger





Denne vejledning er beregnet til kvalificeret faglært personale og brugeren af det installerede produkt. Efter installationen skal vejledningen udleveres til brugeren.

- Overhold monterings- og betjeningsvejledningen.
- Ved spørgsmål, problemer, tvivlstilfælde eller opståede skader: kontakt HEWI support.
- Sørg for, at produktet kun installeres, vedligeholdes og repareres af kvalificeret personale.
- Kontroller produktet for skader ved modtagelsen. Mangler skal straks meddeles.
- Installer/brug kun produktet:
  - til det tilsigtede formål
  - i original tilstand uden ændringer
  - i fejlfri tilstand
- Brug kun originale reservedele.
- Brug kun HEWI-materialer til fastgøring.
- Produktet må kun bruges indendørs.
- Sørg for, at vægkonstruktionen og materialerne til fastgøring af støttegrebet i længden kan holde til den forventede belastning. Letvægtsvægge skal forstærkes, så de får den nødvendige stabilitet.

900.51.10360






900.51.10160











900.51.10560






900.51.10960






900.51.10760




900.51.11360




900.51.11160



**Montagehinweis | Mounting information | Conseil de montage | Montage aanwijzing  
 Indicazioni per il montaggio | Instrucciones de montaje | Wskazówka dotycząca montażu  
 Oplysninger om montering**



	<b>DE, NL I, PL</b>	<b>AT</b>	<b>CH</b>	<b>F</b>	<b>UK</b>	<b>B</b>	<b>DK</b>
<b>H</b>	460-480 mm	460-480 mm	460 mm	450-500 mm	480 mm	500 mm	500 mm

**(D)** Ggf. abweichende aktuelle länder-spezifische Vorschriften beachten!

**(GB)** Observe any differing or updated country-specific specifications!

**(F)** Le cas échéant, respecter les prescriptions nationales divergentes en vigueur !



**(NL)** Indien nodig, afwijkende geldende land-specifieke voorschriften in acht nemen!

**(I)** Rispettare eventuali disposizioni specifiche per paese e divergenti dalle presenti!

**(E)** Dado el caso, préstese atención a la distinta normativa vigente específica del país!

**(PL)** Ewentualnie przestrzegać odrębnych przepisów obowiązujących w danym kraju!

**(DK)** Følg om nødvendigt de afvigende aktuelle landespecifikke regler!



**Gebrauch | Instructions for use | Utilisation | Gebruiksaanwijzing | Istruzioni per l'uso  
Instrucciones de funcionamiento | Instrukcje użytkowania | Brugsanvisning**

**(D)**

**Verletzungsgefahr durch Stabilitätsverlust!**

Maximale Stützenabstände beachten.

Ausschließlich mit geeigneten HEWI-Handläufen verwenden.

**(NL)**

**Verwondingsgevaar door stabiliteitsverlies!**

Maximale steunafstanden in acht nemen.

Uitsluitend met geschikte HEWI-wandsteunen gebruiken.

**(PL)**

**Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek utraty stabilności!**

Należy przestrzegać maksymalnego rozstawu wsporników.

Stosować wyłącznie właściwe poręcze HEWI.

**(GB)**

**Risk of injury due to loss of stability!**

Note maximum support spacings.

Only use with suitable HEWI handrails.

**(I)**

**Pericolo di lesioni a causa della perdita di stabilità!**

Rispettare le distanze massime die manicotti.

Il sedile pensile è indicato esclusivamente per le barre di sostegno HEWI.

**(DK)**

**Risiko for kvæstelser på grund af tab af stabilitet!**

Vær opmærksom på den maksimale afstand mellem vægbeslagene.

Må kun bruges med egnede HEWI stottegreb.

**(F)**

**Risque de blessure par manque de stabilité!**

Respecter les distances maximales entre les supports.


À utiliser exclusivement avec des barres HEWI appropriées.

**(E)**


**Riesgo de sufrir lesiones debido a la pérdida de estabilidad!**

Tener en cuenta las distancias máximas entre los soportes.


Utilice el producto únicamente con las barras de agarre de HEWI.




1







2






1



2



Alle 6 Monate  
 Every 6 months  
 Tous les 6 mois  
 Eens per half jaar  
 A intervalli di 6 mesi  
 Cada seis meses  
 Co poň roku  
 Halvårlig



**(D)** Bremse beidseitig gleichmäßig einstellen!

**(GB)** Adjust brake uniformly on both sides!

**(F)** Régler le frein de la même façon des deux côtés !

**(NL)** Rem aan beide kanten gelijkmatig afstellen!

**(I)** Regolare il freno uniformemente su entrambi i lati!

**(E)** Ajustar el freno de manera uniforme en ambos lados!

**(PL)** Hamulec należy ustawić równo po obu stronach!

**(DK)** Bremsen skal altid indstilles ens i begge sider.





**VORSICHT!**

Verletzungsgefahr - Nach 6 Monaten festen Sitz der Achse prüfen und wenn nötig nachziehen, um Lösen der Achse zu vermeiden.



**CAUTION!**

Risk of injuries - Check axle after 6 months and tighten if necessary in order to prevent axle from coming loose.



**ATTENTION!**

Risque de blessure - Vérifier la bonne fixation de l'essieu après six mois et le resserrer si nécessaire pour éviter qu'il ne se détache.



**VOORZICHTIG!**

Verwondingsgevaar - Na 6 maanden controleren of de as goed vastzit en indien nodig vastdraaien om losraken van de as te voorkomen.



**ATTENZIONE!**

Pericolo di lesioni - Dopo 6 mesi, verificare la tenuta salda dell'asse e se necessario serrare di nuovo, al fine di evitare che si stacchi.



**ATENCIÓN!**

Riesgo de lesiones - Compruebe el apriete del eje después de 6 meses y vuelva a apretarlo si es necesario para evitar que se




**PRZESTROGA!**

Zagrożenie zranieniem - Po 6 miesiącach sprawdzić mocowanie osi i w razie potrzeby dociągać, aby uniknąć poluzowania.




**FORSIGTIG!**

Risiko for personskader - Kontrollér efter 6 måneder, om akslen sidder korrekt fast, og efterspænd ved behov.



**Nach 6 Monaten | after 6 months  
après 6 mois | na 6 maanden | dopo 6 mesi  
después de 6 meses | po 6 miesiącach  
after 6 måneder**







# HEWI

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)

 GERMANY  
HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Prof.-Bier-Straße 1-5  
D-34442 Bad Arolsen  
Phone: +49 5691 82-0  
Fax: +49 5691 82-319  
[international@hewi.de](mailto:international@hewi.de)

